

عنوان آزمایش:

تعیین سرعت نور در مواد مختلف

هدف آزمایش:

۱- تعیین سرعت نور و ضریب شکست آب؛

۲- تعیین سرعت نور و ضریب شکست مایعات آلی؛

۳- تعیین سرعت نور و ضریب شکست گاز.

وسایل موردنیاز آزمایش:

۱- گیرنده و فرستنده نور؛

۲- عدسی $f=+150$ mm؛

۳- پایه زینی؛

۴- اسیلوسکوپ دو کاناله؛

۵- خط کش فلزی یک متری؛

سرعت نور در آب

۱- لوله با دو پنجره در دو انتها؛

۲- پایه زینی؛

۳- آب مقطر یا آب سبک (آب بدون املاح معدنی یا آب سبک)؛

سرعت نور در مایعات آلی

۱- اتانول، مصنوعی، یک لیتر؛

۲- گلیسرین، ۹۹٪، ۲۵۰ میلی لیتر؛

۳- سلول شیشه‌ای تخت، $50 \text{ cm} \times 50 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$ ؛

۴- میز منشور؛

۵- پایه زینی؛

سرعت نور در مایعات شیشه

۱- بلوک شیشه اکلریک؛

۲- میز منشور؛

۳- پایه.

تئوری آزمایش:

سرعت نور C_n در محیط وابسته به ضریب شکست آن محیط است. این کمیت وابسته به ماده سنجهای برای چگالی نور محیط بوده و سرعت نور در محیط را به سرعت آن در خلاء مرتبط می‌سازد. رابطه زیر بر سرعت نور در محیط حاکم است:

$$C_n = \frac{C_0}{n} \quad (1)$$

$$C_0 = 2,998 \times 10^8 \frac{m}{s} \quad \text{سرعت نور در خلاء}$$

سرعت‌های مختلف نور متناظر با زمان‌های انتشار متفاوت در امتداد طول مسیر معین d است. زمان انتشار نور در محیط از رابطه (۲) به دست می‌آید:

$$t_n = \frac{d}{C_n} \quad (2)$$

از آنجا که زمان انتشار در خلاء

$$t_0 = \frac{d}{C_0} \quad (3)$$

است (به شکل (۱) مراجعه کنید). با تعریف

$$\Delta t = t_n - t_0 \quad (4)$$

و روابط (۱) و (۲)، سرعت نور در محیط به وسیله معادله زیر تعیین می‌شود:

$$C_n = \frac{C_0}{1 + \frac{\Delta t}{d} C_0} \quad (5)$$


با مقایسه این رابطه با رابطه (۱)، ضریب شکست طبق رابطه (۶) به دست می‌آید:

$$n = 1 + \frac{\Delta t}{d} C_0 \quad (6)$$

تغییر سرعت نور در محیط در آزمایش، با سیگنال نوری متفاوت با فرکانس مدولاسیون $\nu = 60 \text{ MHz}$ اندازه‌گیری می‌شود. اختلاف زمان انتشار Δt به صورت اختلاف فاز سیگنال (رابطه (۷)) مشاهده می‌شود:

$$\Delta\varphi = 2\pi \cdot \nu \cdot \Delta t = 2\pi \cdot \frac{\Delta t}{T} \quad (۷)$$

T=تناوب



شکل (۱): در یک محیط با ضریب شکست n ، نور با سرعتی کمتر از سرعت آن در خلاء منتشر می‌شود. این موضوع منجر به تغییر در زمان انتشار نور در امتداد طول مسیر d می‌شود.

شیفت فازی به وسیله گیرنده‌ای اندازه‌گیری می‌شود که سیگنال نوری را به ولتاژ متناوب با رفتار زمانی کسینوسی تبدیل می‌کند (رابطه (۸)).

$$U = a_0 \cdot \cos(2\pi \cdot \nu \cdot \Delta t - \Delta\varphi) \quad (۸)$$

یک سیگنال مرجع که به طور همزمان با شدت نور فرستنده نوسان می‌کند با سیگنال گیرنده به وسیله شیفت الکترونیکی هم‌گام می‌شود در حالی که فرستنده و گیرنده در فاصله s از یکدیگر در هوا قرار دارند (ضریب شکست هوا تحت شرایط استاندارد، $n=1/0.03$ است). سپس اگر محیط با چگالی نوری کافی در مسیر نور قرار بگیرد، به صورتی که مسیر نور جزئی d را پوشش دهد، این موضوع سبب تغییر Δt در زمان انتشار سیگنال نوری می‌شود. این تغییر را می‌توان با شیفت فازی $\Delta\varphi$ بین سیگنال فرستنده و گیرنده اندازه‌گیری کرد.

اگر اسیلوسکوپ ساده برای تعیین شیفت فازی استفاده می‌شود، دو سیگنال به صورت الکترونیکی با سیگنال با فرکانس $\nu' = 59.9 \text{ MHz}$ (ضرب شده) و بخش فرکانس بالای سیگنال آمیخته فرونشانه می‌شود. پس، سیگنال گیرنده شکل زیر را دارد:

$$U_1 = \frac{1}{2} a \cdot \cos(2\pi \cdot \nu_1 \cdot t - \Delta\varphi) \quad (9)$$

$$\nu_1 = \nu - \nu'$$

این سیگنال می‌تواند با یک اسیلوسکوپ ساده درحالی‌که با فرکانس ν_1 که فقط ۱۰۰ kHz است، نمایش داده می‌شود. شیفت فازی $\Delta\varphi$ با آمیختگی تغییر نمی‌کند، ولی، تغییر آشکار Δt در زمان انتشار مشاهده می‌شود. تناوب T_1 سیگنال آمیخته از روی اسیلوسکوپ خوانده می‌شود، سپس:

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta t_1}{T_1} \quad (10 \text{ الف})$$

یا

$$\Delta t = \Delta t_1 \cdot \frac{T}{T_1} = \frac{\Delta t_1}{T_1 \cdot \nu} \quad (10 \text{ ب})$$

حاصل می‌شود.

با قرار دادن رابطه (۱۰) در رابطه (۵) و (۶)، سرعت نور در محیط و ضریب شکست محیط به ترتیب طبق رابطه (۱۱) و رابطه (۱۲) به دست می‌آید.

$$C_n = \frac{C_0}{1 + \frac{C_0 \cdot \Delta t_1}{d \cdot \nu \cdot T_1}} \quad (11)$$

و


$$n = 1 + \frac{C_0 \cdot \Delta t_1}{d \cdot \nu \cdot T_1} \quad (12)$$

روش انجام آزمایش


چیدمان آزمایش

چیدمان آزمایش در شکل (۲) و (۳) نمایش داده شده است.

دانشگاه علم و صنعت ایران



شکل (۲): چیدمان اپتیکی تعیین سرعت نور



شکل (۳): اتصال اسیلوسکوپ برای اندازه‌گیری شیفت فازی سیگنال نوری متفاوت

- ۱- فرستنده نور را در فاصله حدود ۱/۵ متر از گیرنده تنظیم کرده و آن را به خروجی (a) گیرنده متصل کرده و گیرنده را روشن کنید.
- ۲- بخش نور قرمز فرستنده نور را روی صفحه جلویی گیرنده تصویر کرده و بخش (e) را نسبت به متمرکزکننده (d) به‌گونه‌ای جابه‌جا کنید که در بخش نور قرمز تا حد امکان به‌صورت مساوی روشن شود.
- ۳- عدسی را در مسیر پرتو قرار دهید.
- ۴- فرستنده نور و عدسی را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که بخش نور قرمز روی دهانه ورودی گیرنده تنظیم شود.
- اگر ضرورت دارد، تنظیم فرستنده نور را با پیچ‌های تنظیم پشت (f) بهینه کنید.
- ۵- خروجی (c) گیرنده را به کانال (۲) اسیلوسکوپ متصل کنید.

تنظیمات اسیلوسکوپ

AC	جفت شدگی کانال ^۱ (۲):
کانال ۲	تریگر ^۲ :
$2 \mu s / DIV$	پایه زمانی ^۳ :

۶- سیگنال گیرنده روی اسیلوسکوپ را مشاهده کرده و تنظیمات فرستنده نور و عدسی را کمی بیشتر بهینه کنید.

الف- چیدمان آزمایش اندازه‌گیری سرعت نور در آب


۱- نگهدارنده را روی پایه زینی ببندید، لوله با دو پنجره در دو انتها را روی نگهدارنده قرار داده و لوله را با دو باند کشسان، همانگونه که در شکل (۴) نشان داده شده‌است، ثابت کنید.

۲- یک قطعه لوله با یک قیف را روی اتصال بدنه روی پایین لوله قرار داده. دو شیر آب را باز کنید.

۳- قیف را روی لوله قرار داده و لوله را با آب مقطر و تا حد امکان عاری از حباب پر کنید.

نکته:

شیر آب بالا باید باز بماند تا از تغییرات در فشار لوله در حالت نوسانات دما جلوگیری شود.



شکل (۴): تعیین سرعت نور در آب

ب- چیدمان آزمایش اندازه‌گیری نور در مایعات آلی

۱- میز منشور را روی پایه زینی قرار داده و سلول شیشه‌ای تخت را با نگهدارنده فلزی روی میز منشور ببندید.

۲- سلول شیشه‌ای تخت را مستقیماً در جلوی فرستنده نور قرار دهید.

ج- چیدمان آزمایش اندازه‌گیری سرعت نور در شیشه

۱- میز منشور را روی پایه زینی قرار داده و بلوک شیشه‌ای اکریک را روی میز منشور با نگهدارنده فلزی قرار دهید.

- 1 - Coupling Channel
- 2 - Trigger
- 3 - Base time

انجام آزمایش

نکته: درستی راضی کننده نتایج فقط در زمانی حاصل می شود که گیرنده و فرستنده نوری پایداری گرمایی داشته باشند. آزمایش را فقط نیم ساعت پس از روشن کردن گیرنده و فرستنده نور شروع کنید. از آنجاکه فرکانس مدولاسیون $\nu = 60 \text{ MHz}$ به وسیله کوارتز زمان بندی می شود، نیاز به اندازه گیری آن نیست.

الف - همگام سازی (همزمان سازی) فازهای مرجع و سیگنال گیرنده

۱- خروجی (۱) گیرنده را به کانال (۱) اسیلوسکوپ متصل کرده و به کانال (۱) (سیگنال مرجع) و کانال (۲) (سیگنال گیرنده) به صورت همزمان نگاه کنید (دقت کنید).

تنظیمات اسیلوسکوپ

جفت شدگی کانال^۱ (۱) و (۲): AC

تریگر^۲: کانال ۱

پایه زمانی^۳: $2 \mu\text{s}/\text{DIV}$

۲- موقعیت های عمودی کانال های (۱) و (۲) را به گونه ای تنظیم کنید که نسبت به خط مرکزی افقی پرده تا حد امکان متقارن باشد.

۳- به خاطر کنترل، انحرافات عمودی را با کنترل تنظیمات زیر به گونه ای تنظیم کنید که بیشینه هر دو سیگنال روی خط افقی یکسان باشد.

۴- دو سیگنال را به وسیله شیفت دهنده فاز ϕ به گونه ای تنظیم کنید که تا حد امکان دقیقاً هم فاز باشند.

۵- موقعیت افقی مناسب سیگنال ها را انتخاب کرده و تناوب T_1 را تعیین کنید.

ب-۱- انجام آزمایش سرعت نور در آب

۱- لوله پر شده با آب را در مسیر پرتو مستقیماً در جلوی فرستنده نور قرار دهید.

۲- پایه زمانی را روی $1 \mu\text{s}/\text{DIV}$ قرار داده و فاصله بین عبور صفر^۴ را بخوانید و تغییر آشکار در زمان انتشار، Δt_1 ، را بخوانید.


۳- آزمایش را ۱۰ بار تکرار کرده و جدول (۱) را تکمیل کنید.

1 - Coupling Channel

2 - Trigger

3 - Base time

4 - Zero passage



شکل (۵): تعیین سرعت نور در مایعات آلی

جدول (۱): مقادیر اندازه‌گیری و محاسبه‌شده آزمایش سرعت نور در آب $d=(100 \pm 1) \text{ cm}$

n	Δt_1	$\overline{\Delta t_1}$	T_1	C_1	n_1
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					

ب- ۲- انجام آزمایش سرعت نور در مایعات آلی

۱- به منظور دستیابی به یک نمایش بهبودیافته شیفت فاز، بخش ۱ را برای هر دوسیگنال بزرگ کنید.

تنظیمات اسیلوسکوپ

جفت‌شدگی کانال (۱) و (۲):

AC

کانال ۱

تریگر:

$0.1 \mu\text{s}/\text{DIV}$

پایه زمانی:

$0.1 \text{ mV}/\text{DIV}$

دامنه:

۲- موقعیت افقی مناسب برای سیگنال‌ها انتخاب کنید (به‌طور مثال، عبور صفر را به مرکز پرده شیفت دهید).

۳- سلول شیشه تخت را با اتانول پر کرده و جابه‌جایی سیگنال‌ها را مشاهده کنید.

۴- فاصله بین عبور صفر را بخوانید و زمان انتشار Δt_1 را تعیین کنید.

۵- آزمایش را ۱۰ بار تکرار کرده و جدول (۲) را تکمیل کنید.

جدول (۲): مقادیر اندازه‌گیری و محاسبه‌شده آزمایش سرعت نور در مواد آلی (اتانول) $d = (5.1 \pm 0.1) \text{ cm}$

n	Δt_1	$\overline{\Delta t_1}$	T_1	C_1	n_1
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					

۶- سلول شیشه‌ای تخت را خالی کرده و سیگنال‌ها را با شیفت‌دهنده فاز ϕ به‌گونه‌ای تنظیم کنید که مجدداً هم‌فاز شوند.

۷- سلول شیشه‌ای تخت را با گلیسرین پر کرده و اندازه‌گیری را تکرار کنید.

۸- جدول (۳) را تکمیل کنید.

جدول (۳): مقادیر اندازه‌گیری و محاسبه‌شده آزمایش سرعت نور در مواد آلی (گلیسرین) $d = (5.1 \pm 0.1) \text{ cm}$


n	Δt_1	$\overline{\Delta t_1}$	T_1	C_1	n_1
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					

ب-۳- انجام آزمایش اندازه‌گیری سرعت نور در شیشه اکلیک

۱- اندازه‌گیری را مانند آنچه در بخش (ب-۲) توضیح داده شده با استفاده از بلوک شیشه‌ای اکلیک به‌جای سلول شیشه‌ای تخت (شکل (۶) انجام داده و جدول (۴) را تکمیل کنید.

جدول (۴): مقادیر اندازه‌گیری و محاسبه‌شده آزمایش سرعت نور در بلوک شیشه‌ای اکلیک $d = (5.1 \pm 0.1) \text{ cm}$

n	Δt_1	$\overline{\Delta t_1}$	T_1	C_1	n_1
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					



شکل (۶): تعیین سرعت نور در شیشه اکلیک