

عنوان آزمایش:

تعیین طول موج‌های H_α ، H_β و H_γ سری بالمر هیدروژن

اهداف آزمایش:

۱- مشاهده خطوط طیفی هیدروژن اتمی با توری با تفکیک‌پذیری بالا؛

۲- اندازه‌گیری طول موج‌های H_α ، H_β و H_γ از سری بالمر؛

۳- تعیین ثابت ریذبرگ R_∞ ؛

وسایل مورد نیاز آزمایش:

۱- لامپ بالمر؛

۲- منبع تغذیه ویژه لامپ بالمر؛

۳- توری رولند؛

۴- نگهدارنده با گیره فنی؛

۵- عدسی با قاب، $f=+50$ mm؛

۶- عدسی با قاب، $f=+100$ mm؛

۷- شکاف قابل تنظیم؛

۸- پرده نمایش نیم‌شفاف؛

۹- میز (ریل) اپتیکی کوچک؛

۱۰- پایه V شکل، ۲۸ cm؛

۱۱- متر، ۲ m.

تئوری آزمایش:


در بازه مرئی، طیف نشری هیدروژن اتمی، خطوط H_α ، H_β و H_γ را دارد. این خطوط متعلق به سری کاملی است که به بازه ماورای بنفش گسترش یافته‌است. در سال ۱۸۸۵، بالمر فرمول تجربی زیر را برای فرکانس‌های این سری بیان کرد:

1- Rydberg
2- Rowland

$$v = R_{\infty} \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2} \right), m = 3, 4, 5, \dots \quad (1)$$

ثابت ریذبرگ: $R_{\infty} = 3.2899 \cdot 10^{15} \text{ s}^{-1}$

بعد از آن، فرمول بالمر در چارچوب مدل اتمی بوهر توضیح داده شد (به شکل (۱) مراجعه کنید).



شکل (۱): مدل اتمی بوهر برای هیدروژن با گذارهای سری بوهر (دیاگرام طرحواره).

در آزمایش، طیف نشری به وسیله لامپ بالمری برانگیخته می شود که با بخار آب پر شده است. مولکول های آب به وسیله تخلیه الکتریکی به هیدروژن اتمی و یک گروه هیدروکسیل^۱ برانگیخته می شود. طول موج های H_{α} ، H_{β} و H_{γ} به وسیله توری با تفکیک پذیری بالا تعیین می شود. رابطه بین طول موج، λ ، و زاویه مشاهده، θ ، چنین است:

$$\lambda = d \cdot \sin \nu \quad (2)$$

ثابت توری: d

مقدار اندازه گیری شده با فرکانس های محاسبه شده مطابق فرمول بالمر (۱) مقایسه می شود.


روش انجام آزمایش

چیدمان آزمایش:

تذکر: خطوط طیفی را فقط می توان در اتاق کاملاً تاریک مشاهده کرد.

1 - Hydroxyl


چیدمان آزمایشگاهی در شکل (۲) و (۳) نمایش داده شده است.



a: لامپ بالمر؛ b: عدسی تصویردهی، $f=+50 \text{ mm}$ ؛ c: شکاف قابل تنظیم؛

d: عدسی تصویردهی، $f=+100 \text{ mm}$ ؛ e: توری؛ f: پرده نمایش.

شکل (۲): چیدمان آزمایشگاهی برای مطالعه سری بالمر هیدروژن اتمی (اشکال دلالت بر موقعیت‌های لبه چپ گیره روی میز اپتیکی دارد).



شکل (۳): رسم جزئیات توری رولند و پرده نیم‌شفاف.


نکات ایمنی:

منبع تغذیه ولتاژ تماسی خطرناکی تولید می‌کند که تازمانی که لامپ بالمر متصل نشده‌است، در اتصالات نگهدارنده در دسترس است.

تازمانی که لامپ بالمر هنوز متصل نشده‌است، به منبع تغذیه دست نزنید.

انجام آزمایش:

- ۱- توری رولند را در مسیر نور قرار دهید.
 - ۲- اتاق آزمایش را کاملاً تاریک کنید و پرده نمایش نیم‌شفاف را در حالت عبور مشاهده کنید.
 - ۳- شکاف قابل تغییر را باریک کنید تا زمانی که خطوط جداسازی شده روی پرده نمایش پدیدار شود.
 - ۴- اگر ضروری است، نور ناخواسته از لامپ بالمر را با صفحه ماسک که از مقوا ساخته شده‌است، مسدود کنید.
 - ۵- موقعیت خطوط و موقعیت مرتبه صفر را روی پرده نمایش نیم‌شفاف علامت بزنید.
 - ۶- فواصل b بین توری رولند و پرده نمایش نیم‌شفاف را اندازه‌گیری کنید.
 - ۷- فاصله a بین توری رولند و پرده نمایش نیم‌شفاف را تعیین کنید (به شکل (۳) مراجعه کنید).
- شکل (۴) طرحواره پراش مرتبه اول از توری را نمایش می‌دهد.



شکل (۴): طرحواره پراش مرتبه اول از توری

۸- جدول (۱) را تکمیل کنید.

جدول (۱): فواصل b بین خطوط و مرتبه صفر (ثابت توری، $g = 600 \text{ mm}^{-1}$).

b (mm)		
چپ	راست	رنگ
		قرمز
		فیروزه‌ای
		آبی

۹- با استفاده از رابطه $\lambda = d \cdot \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ و $v = \frac{C}{d} \cdot \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{b}$ ، $C = 2.998 \times 10^8 \frac{m}{s}$ ، جدول (۲) را تکمیل کنید.

جدول (۲): مقادیر طول موج و فرکانس خطوط مشاهده شده و ثابت ریذبرگ.

$\langle R_\infty \rangle_m$	R_∞	$\frac{1}{4} - \frac{1}{m^2}$	$v(\text{THz})$	$\lambda(\text{nm})$	خط	رنگ
		۰٫۱۳۸۹			H_α	قرمز ($m=3$)
		۰٫۱۸۷۵			H_β	فیروزه‌ای ($m=4$)
		۰٫۲۱۰۰			H_γ	آبی ($m=5$)

۱۰- نمودار فرکانس سری بالمر هیدروژن بر حسب $\frac{1}{4} - \frac{1}{m^2}$ رسم کنید. شیب خط نشان‌دهنده چیست؟